

热循环仪

TCY20、TCY25、
TCY30和TCY48



- 非常适合教育应用
- 极快的升降温时间
- 灵活的样本基座结构
- 经济实惠
- 程序结束时冷却至环境温度以下
- 加热盖启用 / 禁用
- 使用字母键为程序命名
- 程序密码保护

TCY20、TCY25、TCY30和TCY48热循环仪在设计时考虑到了当前的实验室应用。它小巧紧凑、容易编程，是所有实验室的理想之选。用户友好的编程基本上可以执行所有协议。这些热循环仪重量轻、体积小，是实验室中的一款紧凑型高性能装置

为了实现最大的灵活性，可选择两种主要的样本基座结构：

1. 小型个人款样本基座：25 x 0.2 ml和20 x 0.5 ml
2. 半尺寸-全尺寸样本基座：48 x 0.2 ml和30 x 0.5 ml

规格

温度范围：4~99°C (39.2~210°F)

样本基座温度均匀性：±0.5°C (32.9°F)

温度精度：±0.5°C (32.9°F)

最大升降温速度：2.3°C/秒

加热盖温度：100~115°C (212~239°F)

程序数目：37 个 (3步)

外形尺寸：185 (高) x 185 (宽) x 330 mm (长) (7.2 x 7.2 x 13")

重量：6.8 kg (15 lb)

AC电源输入：120V或230V，带开关保护



TCY25，售价
图片小于实际尺寸。

顶盖打开的
TCY25热循
环仪。



订购产品

型号	说明
TCY20	适用于20 x 0.5 ml微管的热循环仪，120V/230V
TCY25	适用于25 x 0.2 ml微管的热循环仪，120V/230V
TCY30	适用于30 x 0.5 ml微管的热循环仪，120V/230V
TCY48	适用于48 x 0.2 ml微管的热循环仪，120V/230V

配件

型号	说明
TCY20-MTB	适用于20 x 0.5 ml微管的样本基座
TCY25-MTB	适用于25 x 0.2 ml微管的样本基座
TCY30-MTB	适用于30 x 0.5 ml微管的样本基座
TCY48-MTB	适用于48 x 0.2 ml微管的样本基座

配备操作手册（试管单独销售）。

订购示例：TCY25热循环仪和适用于25根微管的TCY25-MTB样本基座，售价。